

FIT RIGHT NOT TIGHT

V2 NIV GESICHTSMASKEN

Bequem und leicht anzupassen



PATIENTENMASKEN ZUR EINMALVERWENDUNG

Die V2-Masken von Hans Rudolph haben einen geringen Totraum und sorgen für die effektive nicht invasive Beatmung und CPAP.

Unser breites Sortiment von fünf Größen besteht aus Masken mit präziser Passform, die auf Anhieb korrekt sitzen. Die Größe „Petite“ ist eine der gängigsten Optionen auf dem Markt und bietet einen geringen Totraum für bessere CO₂-Clearance. Mit der praktischen und präzisen Größenschablone lässt sich jedes Mal die richtige Passform auswählen, Abfall minimieren und die Therapie optimieren.

Der tief abdichtende Nasenflansch aus weichem thermoplastischem Elastomer erzeugt eine Abdichtung mit geringem Druck und minimiert Leckagen. Das anatomisch geformte Gesichtsmaskendesign mit gerippter Unterstützung sitzt bequem und stellt sicher, dass keine starren Komponenten auf Hautstellen aufliegen, die anfällig für Druckverletzungen sind. Die Masken sind so konzipiert, dass Leckagen minimiert werden, und müssen nicht übermäßig festgezogen werden.

- ① Die „Kinnschale“ sorgt für Stabilität und Komfort und verhindert, dass die Maske in die Sichtlinie des Patienten verrutscht.
- ② Metro Seal™ dient zur Befestigung eines NG-Schlauchs am Gesicht des Patienten und sorgt für die Abdichtung zwischen Maske, Schlauch und Haut des Patienten.
- ③ Fünf Anpassungspunkte sorgen für eine optimale anatomische Positionierung und mehr Komfort für den Patienten.
- ④ Der drehbare Winkelanschluss, unbelüftet oder belüftet mit Anti-Asphyxie-Ventil, kann für CPAP und BPAP angepasst werden, wodurch die Notwendigkeit verringert wird, zwei verschiedene Maskenarten im Bestand zu halten.
- ⑤ Der tiefe Dichtungsflansch am Nasensteg unterstützt die Erzeugung einer Abdichtung mit geringem Druck.
- ⑥ Durch ihren geringen Totraum unterstützt die Maske die CO₂-Clearance.



OPTIONEN FÜR EINWEG-MASKEN

	Unbelüftet  Grüne Maske (6500 V2) Zwei-Schlauch-System	Unbelüftet + Anti-Asphyxie-Ventil  Gelbe Maske (6700 V2)	CO₂-belüftet + Anti-Asphyxie-Ventil  Blaue Maske (6600 V2)
Verwendungszweck	Zur Verwendung mit mechanischen Beatmungsgeräten - Unbelüftete Maske für die nichtinvasive Beatmung bei Akutfällen im Krankenhaus. - Diese Maske verfügt nicht über ein eingebautes Anti-Asphyxie-Ventil (AAV).	Zur Verwendung mit Ein-Schlauch-Systemen für CPAP- oder Bi-Level-Anwendungen Das eingebaute AAV öffnet sich im Falle eines Ausfalls des Beatmungsgeräts oder eines Stromausfalls und ermöglicht dem Patienten, Raumluft einzuatmen.	Zur Verwendung mit Ein-Schlauch-Systemen für Bi-Level-Anwendungen Das eingebaute AAV öffnet sich im Falle eines Ausfalls des Beatmungsgeräts oder eines Stromausfalls und ermöglicht dem Patienten, Raumluft einzuatmen.

Einweg-Maske

Produktcodes	113534	Petite	113554	Petite	113559	Petite
	113533	Extraklein	113553	Extraklein	113558	Extraklein
	113532	Klein	113552	Klein	113557	Klein
	113531	Medium	113551	Medium	113556	Medium
	113530	Groß	113550	Groß	113555	Groß

Mehrweg-Maske*

Produktcodes	113514	Petite	113504	Petite	113489	Petite
	113513	Extraklein	113503	Extraklein	113488	Extraklein
	113512	Klein	113502	Klein	113487	Klein
	113511	Medium	113501	Medium	113486	Medium
	113510	Groß	113500	Groß	113485	Groß

**Dampfautoklavierbar, kaltchemikalienbeständig, pasteurisierbar und spülmaschinenfest.*

Alle Masken werden komplett mit Kopfband und Größensablonne geliefert.

Unbelüftet



Bronchoskopie-Maske (6500 V2)

Zwei-Schlauch-System

Verwendungszweck

Zur Verwendung mit mechanischen Beatmungsgeräten

- Unbelüftete Maske für die nichtinvasive Beatmung bei Akutfällen im Krankenhaus.
- Diese Maske verfügt nicht über ein eingebautes Anti-Asphyxie-Ventil (AAV).
- Mit geradem Anschluss für die Bronchoskopie.

Einweg-Maske

Produktcodes

113544	Petite
113543	Extraklein
113542	Klein
113541	Medium
113540	Groß

ZUBEHÖR

Metro Seal™ zur Befestigung eines Mund-Nasen-Schlauchs

Metro Seal™ dient zur Befestigung eines NG-Schlauchs (12 bis 18 French) am Gesicht des Patienten und sorgt für die Abdichtung zwischen Maske, Schlauch und Haut des Patienten.



Artikelnummer	VPE
669353	25 Stück

CO₂-Expirationsventil**

Bei Verwendung einer Maske ohne Belüftungsöffnungen ermöglicht das zusätzlich erhältliche CO₂-Expirationsventil die Ableitung von CO₂.



Artikelnummer	VPE
AMCA1328-3-1	50 Stück



eakinrespiratory.com

Eingeführt durch Armstrong Medical
Wattstown Business Park, Newbridge Road,
Coleraine, BT52 1BS, Northern Ireland.
Tel. +44 (0) 28 7035 6029
info@eakinrespiratory.com

**Hergestellt von Armstrong Medical