

Metro Seal™

Vorrichtung zur Schlauchsicherung



Das Hans Rudolph Metro Seal™ ist eine Vorrichtung zur Schlauchsicherung mit einem medizinischen Klebstoff und thermoplastischen Elastomer zum Einmalgebrauch. Es ermöglicht die Sicherung eines zusätzlichen NG-Schlauchs im Gesicht eines Patienten und gewährleistet eine Abdichtung zwischen Maske, Schlauch und Patientenhaut.

Das Metro Seal™ kann mit jeder Größe der V2™ Gesichtsmaske verwendet werden, wenn ein zusätzlicher Schlauch (12 bis 18 French) unter der Maske in die Nasen- oder Mundöffnung des Patienten eingeführt und dort befestigt werden muss.

Hauptmerkmale

- Einwegartikel für den einmaligen Gebrauch an einem Patienten
- Hautverträglicher Klebstoff und thermoplastisches Elastomer
- Zur Abdichtung zwischen Maske, Magensonde und Patientenhaut
- Geeignete Zusatzschläuche sind u. a. Magensonden und ösophageale Ballonkatheter.



Weitere Informationen
finden Sie hier.

Code	Beschreibung	Packungsgröße
669353	Metro Seal™	25



eakinrespiratory.com

Vertrieben durch
Armstrong Medical Limited
Wattstown Business Park,
Newbridge Road, Coleraine,
BT52 1BS, Nordirland
Tel: +44 (0)28 7035 6029
kontakt@eakinhealthcare.com