

AquaVENT[®]

Intensivbeatmung
Von einem zuverlässigen Anbieter



Die AquaVENT®-Produktreihe bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um all Ihren Patienten die von Ihnen gewählte Atemunterstützung zukommen zu lassen. Die gesamte Produktreihe wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, schnell zur verordneten Therapie zu gelangen und diese konsistent aufrechtzuerhalten.

AquaVENT® HFOT & CPAP

Nichtinvasive Atemunterstützung

V2 NIV-Gesichtsmasken

NIV-Gesichtsmasken für Patienten

AquaVENT® FD140i

Dual-Therapie-Gas
Flow Driver

AquaNASE®
HFOT-Nasenkanüle

AquaVENT® VT

Beheizte, befeuchtete
Beatmung

AquaVENT® Bilevel

Einschlauch NIV
Beatmungssystem



Damit Sie sich auf
Ihren Patienten
konzentrieren
können.



Einfacher
Übergang
zwischen den
Therapien



Unterstützt durch
maßgeschneiderte
Schulungen unseres
Clinical Engagement
Teams



Antimikrobieller
Schutz als
Standard bei
Beatmungssystemen

Aktive Befeuchtung



AquaVENT® VT

Beheizte, befeuchtete Beatmungsschläuche mit einem dampfdurchlässigen Expirationsschlauch, welches die Ansammlung von Feuchtigkeit im Kreislauf verhindert. Optimale Befeuchtung, trockener Expirationsschlauch, antimikrobieller Schutz durch BioCote®.

HFOT & CPAP



AquaVENT® HFOT & CPAP- Atemunterstützung

Schläuche, die für einen einfachen Übergang zwischen den Therapien entwickelt wurden, liefern nur das, was Sie brauchen, reduziert Abfall und spart Geld. Der einfache Übergang stellt das Wohlbefinden des Patienten in den Vordergrund. BioCote® antimikrobieller Schutz.

HFOT-Nasalkanüle



AquaNASE® Nasalkanüle

Nasenbrille für eine effektive Abgabe von HFOT mit doppeltem Kopfband für verbesserte Stabilität und Komfort. Die Bandbefestigung stützt das Gewicht des Beatmungsschlauches und verhindert somit eine Verschiebung der Nasenbrille und die damit verbundene Unterbrechung der Therapie.

Akutmedizinische Versorgung

Alles, was Sie für die bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten in der Akutmedizin benötigen, von einem zuverlässigen Anbieter.

AquaVENT® FD140i

Der Dual-Therapie-Flow Driver AquaVENT® FD140i wurde speziell für Anwender und Patienten entwickelt und ermöglicht sichere und effektive HFOT- und CPAP-Therapien. Er bietet eine Alternative zur Verwendung eines invasiven Beatmungsgeräts für die Durchführung nicht-invasiver Therapien, wenn die Entwöhnung des Patienten erleichtert werden soll, und ermöglicht einen einfachen Übergang zwischen den Therapien.



Dual-Therapie-Flow Driver

V2 NIV-Gesichtsmasken

Die V2 NIV-Gesichtsmasken zeichnen sich durch ein einzigartiges Design aus, das den Komfort für den Patienten maximiert und Leckagen minimiert, um eine optimale Therapieabwicklung zu gewährleisten. Die Produktreihe umfasst Optionen mit CO₂-Entlüftung, ohne Entlüftung, universell (mit abnehmbarem CO₂-Entlüftung) und mit oder ohne Anti-Asphyxie-Ventil.



NIV-Gesichtsmasken für Patienten

AquaVENT® Bilevel

Unsere vielseitige Auswahl an nicht-invasiven, einteiligen NIV-Schlauchsystemen, die mit einer optionalen zusätzlichen Sauerstoffleitung, einem Bakterien-/Virenfilter und einem CO₂-Ausatemventil erhältlich sind, eignet sich für die Verwendung mit den meisten Bilevel- oder mechanischen Beatmungsgeräten und bietet Ärzten flexible Optionen für die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Patienten.



Einschlauch NIV Beatmungssystem

Produkte zur Beatmungsunterstützung

Umfangreiches Sortiment an Produkten zur Beatmungsunterstützung

Passive Befeuchtung



CombiFlex®
Beatmungsschläuche

Freimachen der Atemwege



Ultra-PEP®

Transport
Beatmungsschläuche



Transportbeatmung



Manuelle Beatmung

Mapleson C

Profitieren Sie von einem zuverlässigen Lieferanten für alle Anforderungen Ihrer Patienten im Bereich der Atemwegsversorgung. Mit unserem breiten Produktangebot bieten wir Lösungen, die auf Ihre Praxis zugeschnitten sind – für eine optimale Therapie, die schnell, effektiv und komfortabel für jeden Patienten ist.

Entdecken Sie unser komplettes Sortiment auf unserer Website und wenden Sie sich an unser Team, um persönliche Unterstützung zu erhalten.



**Eakin
Healthcare**



eakinrespiratory.com

Hergestellt von:
Armstrong Medical Limited
Wattstown Business Park,
Newbridge Road,
Coleraine, BT52 1BS,
Nordirland.
T +44 (0) 28 7035 6029
coleraine@eakinhealthcare.com

Eakin Healthcare GmbH,
Berliner Str. 300b,
63065 Offenbach