

AquaVENT[®]

Cuidados respiratorios agudos
de un proveedor de confianza



La gama AquaVENT® le ofrece todo lo que necesita para proporcionar a todos sus pacientes el apoyo respiratorio que usted elija. Toda la gama está diseñada para ayudarle a proporcionar la terapia prescrita con rapidez, y mantenerla de forma continua.

**AquaVENT® Alto
Flujo y CPAP**

Apoyo respiratorio no invasivo

Mascarillas V2 para VNI

Gama de mascarillas de VNI para el paciente

AquaVENT® FD140i

Controlador de flujo
de gas de doble terapia

AquaNASE®
Cánula nasal de alto flujo

AquaVENT® VT
Ventilación calentada
y humidificada



**Cuidados
respiratorios
agudos**

**AquaVENT®
Circuito**
para VMNI con una rama



Le ayuda a centrarse
en el paciente, no en
el circuito



Transición
sencilla entre
terapias



Con formación
personalizada
realizada por nuestro
Equipo de Apoyo
Clínico



Protección
antimicrobiana de
serie en los sistemas
respiratorios

Ventilación humidificada y calentada



AquaVENT® VT

Circuitos de ventilación humidificados y calentados con una rama espiratoria permeable al vapor que ayuda a evitar la acumulación de humedad en el circuito. Humidificación óptima, rama espiratoria seca, protección antimicrobiana BioCote®.

HFOT & CPAP



Asistencia respiratoria de alto flujo y CPAP AquaVENT®

Circuitos diseñados para pasar fácilmente de un tratamiento a otro, suministrar solo lo que usted necesita, reducir los residuos y ahorrar costes. Las transiciones sencillas priorizan el bienestar del paciente. Protección antimicrobiana BioCote®.

Cánula nasal de alto flujo



Cánula nasal AquaNASE®

Interfaz nasal para una administración eficaz de alto flujo con doble correa en la cabeza para mayor estabilidad y comodidad. La sujeción de la correa aguanta el peso del circuito respiratorio para evitar el desplazamiento de las gafas y la interrupción de la terapia.

Cuidados respiratorios agudos

Todo lo que necesita para prestar la mejor atención a sus pacientes agudos, de un proveedor de confianza.

AquaVENT® FD140i

El controlador de flujo de gas de doble terapia AquaVENT FD140i, diseñado pensando en los médicos y los pacientes, administra terapias de alto flujo y CPAP seguras y eficaces. Ofrece una opción alternativa al uso del ventilador mecánico para administrar terapias no invasivas al facilitar la retirada del ventilador y ofrecer una transición sencilla entre terapias.

Controlador de flujo de gas de doble terapia



Mascarillas para VNI V2

La gama de mascarillas para VNI V2 tiene un diseño único que aumenta al máximo la comodidad de los pacientes y reduce al mínimo las fugas para garantizar una administración óptima de las terapias. Esta gama incluye opciones con ventilación de CO₂, sin ventilación, universales (con ventilación de CO₂ desmontable) y con válvula antiasfixia o sin ella.

Mascarillas de VNI para el paciente



AquaVENT® Bipap

Nuestra versátil gama de circuitos no invasivos para VMNI con una rama, disponibles con una línea de oxígeno suplementaria opcional, un filtro bacteriano/vírico y una válvula de exhalación de CO₂ son adecuados para el uso con la mayoría de ventiladores bipap o mecánicos, lo que ofrece a los médicos opciones flexibles para satisfacer las diferentes necesidades de los pacientes.

Circuitos de VNI de una rama



Productos de asistencia respiratoria

Amplia gama de productos de asistencia respiratoria



**Circuitos
CombiFlex®**



Ultra-PEP®

Mapleson C



Ventilación de transporte



Ventilación manual

Disfrute de un proveedor de confianza para todas las necesidades de atención respiratoria de sus pacientes. Con nuestra amplia gama de productos, ofrecemos soluciones adaptadas a sus pacientes, que permiten administrar la terapia óptima de manera rápida, eficaz y cómoda a todos los pacientes.

Examine la gama completa en nuestro sitio web y póngase en contacto con nuestro equipo para recibir asistencia personalizada.



**Eakin
Healthcare**



eakinrespiratory.com

Fabricado por:
Armstrong Medical Limited
Wattstown Business Park,
Newbridge Road,
Coleraine, BT52 1BS,
Irlanda del Norte.
T +44 (0) 28 7035 6029
coleraine@eakinhealthcare.com