

# NeoFlow<sup>®</sup> VT

Beheizte und befeuchtete  
Beatmungsschlauchsysteme für Babys



Es sind die kleinen Dinge, ...



# NeoFlow® VT- Beatmungsschlauchsysteme sind dafür ausgelegt, die Therapie für Säuglinge konsistent aufrechtzuerhalten.

## Warum Sie NeoFlow® VT wählen sollten:

- Regelt die Luftfeuchtigkeit effizient durch Befeuchtung im Inspirationsschenkel und Dampfdurchlässigkeitstechnologie (VT) im Expirationsschenkel und beugt so einer Kondensatbildung vor.
- Optimale Beweglichkeit dank des einzigartigen dreifach drehbaren Y-Stücks, dessen Dreipunkttrotation reibungslose Bewegungen ermöglicht und gleichzeitig den Endotrachealtubus fixiert.

Mit den NeoFlow® VT-  
Beatmungsschlauchsystemen können Sie  
sich auf das Wesentliche konzentrieren:  
das Baby und nicht den Kreislauf.

... die einen großen Unterschied machen



### Dreifach drehbares Y-Stück

Unterstützung ohne Kompromisse



- 1 | Behalten Sie einen festen Endotrachealtubus bei, wenn Sie das Baby für notwendige zusätzliche Pflegemaßnahmen vorsichtig in eine andere Position legen.



- 2 | Sorgen Sie für eine gleichmäßige Therapie mit unabhängig voneinander rotierenden Schläuchen, um Knicke zu vermeiden.



- 3 | Profitieren Sie von größerer Mobilität, um auf sichere Weise Hautkontakt und Geborgenheit zu vermitteln.

## Wie funktioniert die Vapour Transmission (VT)-Technologie?

NeoFlow® VT verhindert das Auslaufen von Flüssigkeit und minimiert die Kondensation durch eine einzigartige Struktur und ein spezielles Herstellungsverfahren, wodurch Wasserdampf durch die Wände des Expirationsschenkels entweichen kann, während gleichzeitig kein Gas entweicht.




# NeoFlow® VT- Beatmungsschlauchsysteme sind dafür ausgelegt, die Therapie für Säuglinge konsistent aufrechtzuerhalten.

## Warum Sie NeoFlow® VT wählen sollten:

- Regelt die Luftfeuchtigkeit effizient durch Befeuchtung im Inspirationsschenkel und Dampfdurchlässigkeitstechnologie (VT) im Expirationsschenkel und beugt so einer Kondensatbildung vor.
- Optimale Beweglichkeit dank des einzigartigen dreifach drehbaren Y-Stücks, dessen Dreipunkttrotation reibungslose Bewegungen ermöglicht und gleichzeitig den Endotrachealtubus fixiert.

Mit den NeoFlow® VT-  
Beatmungsschlauchsystemen können Sie  
sich auf das Wesentliche konzentrieren:  
das Baby und nicht den Kreislauf.



# NeoFlow<sup>®</sup> VT

Hier finden Sie alle Details zur NeoFlow<sup>®</sup> VT-Reihe und den Produktcodes



**Eakin  
Healthcare**



[eakinrespiratory.com](https://eakinrespiratory.com)

Hergestellt von  
Armstrong Medical Limited  
Wattstown Business Park,  
Newbridge Road,  
Coleraine, BT52 1BS,  
Nordirland.  
Tel.: +44 (0) 28 7035 6029  
[coleraine@eakinhealthcare.com](mailto:coleraine@eakinhealthcare.com)