

NeoFlow[®] VT

Circuitos de respirador calefactados
y humidificados para bebés



Son las pequeñas cosas...



Los circuitos de respiradores NeoFlow® VT están diseñados para mantener una terapia constante para bebés.

Por qué NeoFlow® VT:

- Gestiona la humedad eficientemente con humidificación en la rama de inspiración y la tecnología de transmisión de vapor (VT, por sus siglas en inglés) en la rama de espiratoria que ayuda a evitar goteos.
- Movimiento óptimo con la pieza en Y de triple giro, tres puntos de rotación que permiten un movimiento fluido al tiempo que se mantiene el tubo endotraqueal fijo.

Los circuitos de NeoFlow® VT le permiten centrarse en lo que más importa, el bebé, en vez del circuito.

...las que marcan la diferencia



Pieza en Y de triple giro

Cuidados de soporte sin cesiones



- 1 Mantenga el tubo endotraqueal fijo para un cuidado adicional y necesario al cambiar suavemente de posición al bebé



- 2 Mantenga una terapia constante con ramas que rotan de forma independiente para eliminar torceduras



- 3 Aproveche una mayor movilidad para ofrecer tiempo de crear lazos afectivos mediante la práctica piel con piel

¿Cómo funciona la tecnología de transmisión de vapor (VT)?

NeoFlow® VT impide el goteo y minimiza la condensación mediante una estructura única y un método especializado de producción que permite que el vapor de agua escape por las paredes de las ramas de exhalación al tiempo que retiene el gas.




Los circuitos de respiradores NeoFlow® VT están diseñados para mantener una terapia constante para bebés.

Por qué NeoFlow® VT:

- Gestiona la humedad eficientemente con humidificación en la rama de inspiración y la tecnología de transmisión de vapor (VT, por sus siglas en inglés) en la rama de espiratoria que ayuda a evitar goteos.
- Movimiento óptimo con la pieza en Y de triple giro, tres puntos de rotación que permiten un movimiento fluido al tiempo que se mantiene el tubo endotraqueal fijo.

Los circuitos de NeoFlow® VT le permiten centrarse en lo que más importa, el bebé, en vez del circuito.



NeoFlow[®] VT

Consulte todos los detalles de la gama NeoFlow[®] VT aquí



Eakin
Healthcare



eakinrespiratory.com

Fabricado por
Armstrong Medical Limited
Wattstown Business Park,
Newbridge Road,
Coleraine, BT52 1BS,
Irlanda del Norte
T +44 (0) 28 7035 6029
coleraine@eakinhealthcare.com