

GRÖSSENBESTIMMUNG

V2 NIV-Gesichtsmasken



Richten Sie die gestrichelte Linie an Ihrem Nasenrücken aus.



Die richtige Größe wird ermittelt, wenn die Unterkante des Kinnknochens mit der Messlehre übereinstimmt. Liegen Sie zwischen zwei Größen, wählen Sie die kleinere für eine bessere Abdichtung.



Keith,
Produktionsmitarbeiter,
ist 1,8 m groß, und seine
V2-Maskengröße ist **XS**



GRÖSSENVERGLEICH

Größe der Eakin Healthcare V2 NIV-Maske

Meistbestellte Masken

P XS S M L

Vergleichbare Größe eines Konkurrenzprodukts

S M L XL XXL